



# Einfriereinheit für Pailletten



Die Einfriereinheiten sind kompakt und einfach zu bedienen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Styroporbox, einem Innenbehälter aus Edelstahl und einer Schwimmrampe. Der Edelstahlbehälter wird mit flüssigem Stickstoff befüllt. Die Rampe hält die Samenpailletten während der ersten Abkühlphase im erforderlichen Abstand zum Stickstoffspiegel, da sie auf dem Stickstoff schwimmt. Wenn der Einfrierzyklus beendet ist, werden die Röhrchen einfach in den flüssigen Stickstoff getaucht. Sie können leicht in Goblets überführt und in einem Container gelagert werden.

Einfriereinheit für 20 Pailletten [1] 15043/0636

Einfriereinheit für 90 Pailletten [2] 15043/0736

## ↳ Accessories

Ladeblock für 90 Pailletten Schwimmrampe 15043/0738

Ersatzrampe für Einfriereinheit für 20 Pailletten [3] 5015043/0600

Einfriereinheit für 90 Pailletten [4] 5015043/0900

## ★ Produktmerkmale

- Zum gleichzeitigen Einfrieren von je 20 bzw. 90 Pailletten
- Geeignet für 0,5 und 0,25 ml Pailletten
- Einstellbarer Abstand zwischen Pailletten und Stickstoffspiegel
- Einfache, robuste und effektive Lösung für standardisiertes Einfrieren in Stickstoffdampf
- Geringer Stickstoffverbrauch
- Hochwertige Styroporbox und Edelstahlbehälter
- Leicht zu transportieren

