



ClearGlide®



Besamungskatheter der neuesten Generation mit gelartiger 2-Phasen-Spitze

Einmal eingeführt verankert sich der ClearGlide® ganz natürlich durch seine einzigartige flexible Dichtlippe, die während des Einführens nach hinten gebogen wird. Das elastische Material der 2-Phasen-Spitze passt sich der Form der Zervix optimal an. Das nicht-absorbierende Material des Katheterkopfes hat eine spezielle Pulverbeschichtung und bildet, sobald es mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt, eine gleitfähige Schicht. Daher ist kein zusätzliches Gleitmittel nötig.

Der ClearGlide® ermöglicht aufgrund seiner einzigartigen verjüngten Spitze mit Dichtlippe eine ausgezeichnete Verankerung des Katheters in der Zervix und reduziert den Samenrückfluss auf ein Minimum. Durch die hervorragende Gleitfähigkeit und den weit zurück gesetzten Schaft lässt sich der ClearGlide® mühelos einführen und wieder entfernen und steigert so das Wohlbefinden des Tieres.




Ihr Nutzen

- Die ClearGlide® Spitze verankert sich durch die einzigartige flexible Dichtlippe, die während des Einführens nach hinten gebogen wird, fest in der Zervix der Sau
- Gleitet sehr gut, das Einführen erfordert keinen Kraftaufwand
- Das elastische Material paßt sich perfekt an die Zervix an
- Samenrückfluss wird auf ein Minimum reduziert
- Verringerte Verletzungsgefahr: Schaft reicht nur bis zur Verjüngung
- Fertigung aus einem Stück sorgt für feste Verbindung von Schaft und Spitze
- Der hohe automatische Produktionsstandard garantiert Qualität und Biosecurity





Perfekte Verankerung des ClearGlide® in der Zervix



Produktmerkmale

- Neuartiger Kunststoff mit einzigartiger Molekularstruktur
- Gelartige 2-Phasen-Spitze mit unterschiedlichen Härtezononen - vorne weich - hinten kompakt
- Spitze und Schaft werden aus einem Stück gefertigt
- Einzigartige Gleitfähigkeit
- Höchste Hygiene durch SafeBlue-Verpackung

SafeBlue ClearGlide®

ClearGlide® ist mit dem SafeBlue-Hygienekonzept erhältlich. Dies bedeutet: erstklassige Besamungskatheter, einzeln verpackt und mit Gleitschicht vorbehandelt. Die bessere Besamungshygiene verbessert nachweislich den Besamungserfolg.



ClearGlide® mit Griff, 25/Beutel,
500/Karton

REF.: [17106/4026](#)

ClearGlide® ohne Griff, 25/Beutel,
500/Karton

REF.: [17106/3026](#)

SafeBlue ClearGlide®
mit Griff, 100/Packung

REF.: [17106/4005](#)

SafeBlue ClearGlide®
ohne Griff, 100/Packung

REF.: [17106/3005](#)