



# EasyCoder



## Die Innovation in Samenlaboren: Pailletten bedrucken ohne Tinte

### Ihr Nutzen

- Gestochen scharfer Druck auf 0,5 und 0,25 ml Pailletten
- Druckt bis zu 3 Zeilen pro Paillette mit ca. 200 Zeichen auch auf Mini-Pailletten
- Druck von Barcode-Zeichen, Logos und Sonderzeichen
- Sofort abriebfester Druck
- Steuerung über PC mittels benutzerfreundlicher Minitüb-Software
- Die Pailletten können durchlaufend nummeriert werden
- Wählbare Zeichengröße und Druckstärke
- Frei wählbare Linienzahl und Druckpositionen
- Sauberes und geruchfreies Arbeiten, ohne Tinte und ohne Lösungsmittel
- Sehr einfache Bedienung und geringer Wartungsbedarf
- Funktionelles Design erlaubt einfache und schnelle Umrüstung

### Produktmerkmale

- Thermotransfer-Drucktechnik mit automatischem Zufuhrmechanismus für Pailletten
- Leistung: 3600 Pailletten pro Stunde
- Auf Windows basierende Minitüb-Software mit Datenbank zur Speicherung der Tiere und Nummern
- Datentransfer über Seriellen Anschluss oder USB Adapter
- Individuelle Wahl von Anzahl und Gestaltung der Drucklinien, verschiedene Einstellungen können abgespeichert werden
- Maße: 690 x 370 x 310 mm (L x B x H; PC nicht einbezogen)
- Anschluss: 110-230 V AC, 50/60 Hz

EasyCoder Drucker

REF: [13038/0000](#)

Farbband für Röhrendrucker EasyCoder,  
200 m/Rolle, schwarz

REF: [13038/0010](#)

