




QuickTip® tubos para semen porcino



La solución inteligente para la conservación de semen porcino

Minitube fue pionera en la conservación del semen porcino. Desde hace décadas, millones de cerdas de todo el mundo han sido inseminadas con nuestros tubos. Estos años de experiencia han demostrado que los tubos son una solución igualmente sencilla y eficaz dentro de la cadena de procesamiento del semen porcino:



Sus beneficios

- Fácil de abrir girando la punta sin necesidad de ninguna herramienta
- Apropiado para todos los catéteres y técnicas de inseminación
- Inseminación rápida, fácil e higiénica
- Inseminación perfecta: el tubo se vacía por sí solo – sin pérdida de semen
- Velocidades de enfriamiento óptimas y estabilidad de temperatura a +17°C gracias al equilibrio entre la superficie y el volumen



QuickTip® tubos para semen porcino

QuickTip Flexitube®, muy blando
QuickTip® Superflexitube, extra blando

Disponibles en diferentes colores y tamaños:

	PCAI Flexitube® 60 ml	PCAI Flexitube® 60 ml, boquilla flexible	Flexitube® 95 ml	Flexitube® 95 ml, boquilla flexible	Superflexitube 95 ml
Transparente	REF.: 13451/03501	REF.: 13454/03601	REF.: 13452/01961	REF.: 13453/07961	REF.: 13452/07961
Rojo	REF.: 13451/1350	REF.: 13454/13601	REF.: 13452/11961	REF.: 13453/17961	REF.: 13452/17961
Amarillo	REF.: 13451/2350	REF.: 13454/23601	REF.: 13452/21961	REF.: 13453/27961	REF.: 13452/27961
Verde	REF.: 13451/3350	REF.: 13454/33601	REF.: 13452/31961	REF.: 13453/37961	REF.: 13452/37961
Azul	REF.: 13451/4350	REF.: 13454/43601	REF.: 13452/41961	REF.: 13453/47961	REF.: 13452/47961
Naranja	REF.: 13451/5350	REF.: 13454/53601	REF.: 13452/51961	REF.: 13453/57961	REF.: 13452/57961



¿Qué es lo que determina que un tubo para semen porcino sea de calidad?



- Control de cada partida de material en lo que respecta a su inocuidad para el semen porcino
- Pureza del material (GAD*): Garantía de ausencia de sustancias peligrosas
- La máquina de producción es utilizada exclusivamente para la elaboración de tubos para semen porcino
- Requisitos de higiene para la planta de producción: Control de acceso, personal sin contacto con cerdos, sistema de filtro de aire
- Uso exclusivo de granulado nuevo (no reciclado)
- Tolerancia mínima en las medidas entre tubos y lotes de producción
- Documentación completa de todos los controles de las partidas

* GAD = General absence declaration