



# Unidad de congelación para pajuelas



La "Unidad de Congelación" es un sistema de congelación en vapores de Nitrógeno líquido (N2L) simple pero muy efectivo. El dispositivo de congelación incluye una caja de poliestireno, recipientes de acero inoxidable y una gradilla flotante para 20 o 90 pajuelas de 0,25 ml o 0,5 ml. La posibilidad de ajustar la altura de la gradilla sobre el nivel del N2L permite adaptar las curvas de congelación. Tras finalizar el ciclo de congelación, las pajuelas se sumergen en el N2L. Posteriormente se transfieren al interior de un gobelet para ser almacenadas en un contenedor de N2L.

Unidad de congelación para 20 pajuelas [1] 15043/0636

Unidad de congelación para 90 pajuelas [2] 15043/0736

## ( ↻ ) Accessories

Bloque de carga para rampa de 90 pajuelas 15043/0738

Rampas adicionales para

unidad de congelación para 20 pajuelas [3] 5015043/0600

unidad de congelación para 90 pajuelas [4] 5015043/0900

## ( ★ ) Características del producto

- Congelación de 20 o 90 pajuelas a la vez
- Apta para pajuelas de 0,5 y 0,25 ml
- La distancia entre pajuelas y nivel del N2L puede ser ajustada en la rampa flotante (incluida)
- Solución fácil, robusta y efectiva para una congelación estandarizada en vapores de nitrógeno líquido
- Con caja de poliestireno y recipientes de acero inoxidable de alta calidad
- Fácil de transportar

