



EasyCoder



La innovación en laboratorios de semen: impresión de pajuelas sin tinta

Sus beneficios

- Impresión inigualable, limpia y clara sobre pajuelas de 0,5 y 0,25 ml
- Hasta 3 líneas con un total de alrededor de 200 caracteres, incluso sobre mini-pajuelas
- Impresión de códigos de barra, logotipos y caracteres específicos
- Impresión instantánea indeleble
- Control vía PC mediante un software de Minitube claro y fácil de usar
- Puede imprimir número secuenciales en las pajuelas
- Las fuentes de caracteres se ajustan y gradúan de micro a macro
- Posible elección del número de líneas y posición de impresión
- Impresión limpia y sin olores de tinta o solventes
- Fácil manejo, requiere de poco mantenimiento
- Conversión fácil y rápida entre diferentes tamaños de pajuela

Características técnicas

- Impresora de transferencia térmica con alimentación automática de pajuelas
- Rendimiento: 3600 pajuelas por hora
- Software de Minitube basado en Windows con base de datos para almacenamiento de donantes de semen y datos de impresión
- Transferencia de datos por puerta serial o adaptador USB (incluido)
- Posible composición individual de líneas de impresión y tamaño de fuente de las diferentes líneas
- Dimensiones (largo x ancho x altura): 690 x 370 x 310 mm (PC no incluido)
- Suministro eléctrico: 110-230 V AC, 50/60 Hz

EasyCoder

REF: 13038/0000

Cinta de transferencia para impresora de pajuelas EasyCoder, 200m/rollo, negra

REF: 13038/0010

