



Inseminación artificial bovina



Inyectores de IA QuickLock

- Universal, utilizable con todo tipo de pajuelas y vainas - ranurada o no ranurada
- Diseño único, seguro y alineación centrada de la pajuela - sin residuos de pajuela
- Piezas de acero inoxidable y esterilizables
- Una sola mano para fijación y retirada
- No contiene piezas sueltas - el mandril tiene un seguro que evita su desprendimiento
- Identificación con diferentes colores
- Retirada de la pajuela por separado para el control de la información después de la IA

QuickLock Classic

Fijación y liberación de vainas muy fácil, simplemente presionando un botón

QuickLock Classic [REF.: 17025/0000](#)

QuickLock 2000

- Diseño ergonómico
- Requiere sólo 1 cm del largo de la vaina para su fijación

QuickLock 2000 [REF.: 17026/0000](#)


QuickLock Ergo

- Ideal para vacas adultas debido la mayor longitud
- El mango ergonómico de menor tamaño
- El inyector más fácil de limpiar

QuickLock Ergo [REF.: 17024/0000](#)

Émbolos QuickLock

Disponible en diferentes colores.







Vainas universales

- Utilizables para todo tipo de pajuelas de semen
- Cierre perfecto de la pajuela en el adaptador
- Suave inseminación facilitada por la forma redondeada de la punta
- Adaptadores transparentes para mejor control visual de posición de pajuelas
- 50/bolsa, 1000/caja

Vaina universal ranurada (verde transparente) REF.: 17007/0001

Vaina universal no ranurada (azul transparente) REF.: 17007/0000

Camisa higiénica, 80/rollo REF.: 17028/0100



Descongelador MT 30/54

- Control electrónico de temperatura
- Cámara central de descongelación integrada con elevador
- Exactitud: 0,2°C
- Fuente de energía: 12 V DC (batería de automóvil)

35°C REF.: 17044/0035

37°C REF.: 17044/0037

38°C REF.: 17044/0038

50°C REF.: 17044/0050

Accesorios

Transformador para descongelador 12 V REF.: 17165/1395

Termómetro para descongelador REF.: 17049/0000





Calentador Quicklock 4.0

- Los dispositivos de transferencia de IA y embriones se transportan a una temperatura constante
- Mantiene el semen/embrión a una temperatura óptima desde la descongelación hasta la transferencia de la inseminación
- La temperatura objetivo dentro de la bolsa se puede ajustar libremente
- Banco de energía como fuente de electricidad para mayor flexibilidad y fiabilidad
- Material de la bolsa muy robusto y fácil de limpiar
- La correa permite diferentes formas de transportar la bolsa

Calentador QuickLock 4.0 [REF.: 17028/0400](#)

Calentador QuickLock 4.0 con batería [REF.: 17028/0401](#)

Accesorios

Batería para el calentador QuickLock 4.0 [REF.: 17028/0410](#)

Cargador USB de mechero para batería [REF.: 17028/0420](#)

Cargador de red USB para batería [REF.: 17028/0430](#)

Bolsa interior para calentador QuickLock 4.0,
100/paquete [REF.: 17028/0201](#)





Kit de inseminación

Contiene: maleta reforzada, descongelador MT 30/54, QuickLock 2000, 100 vainas universales, 80 camisas sanitarias para QuickLock, lubricante ReproJelly, espéculo Varikon, 1 caja de guantes de IA, MiniCutter, pinzas y mordaza de sujeción

Kit de inseminación [REF.: 17050/0060](#)

Componentes disponibles también individualmente:

Maleta de inseminación [REF.: 17050/0001](#)

Guante de inseminación, 100/cartón [REF.: 17080/0015](#)

Espéculo Varikon [REF.: 17064/0380](#)

Tijera curva para pajuelas, forma angular [REF.: 17060/0000](#)

ReproJelly, 100 ml [REF.: 11907/0100](#)

MiniCutter [REF.: 17062/0010](#)

Pinza [REF.: 17063/0000](#)

No incluido dentro del kit:

Transformador para 110-230 V [REF.: 17165/1395](#)

