



HYGENIUS LAB - ENCIMERAS DE TRABAJO



DISEÑO HIGIÉNICO: FABRICADO PARA DURAR - FABRICADO PARA SER LIMPIO.



Las superficies de trabajo de laboratorios deben cumplir un estándar higiénico cada vez más alto, por lo cual Minitube ha desarrollado una nueva generación de encimeras de muebles de laboratorio especialmente diseñadas con materiales de acuerdo a estándares ISO. El concepto está basado en diseños individualmente adaptados a las necesidades especiales de cada laboratorio.

Sus beneficios

- Obedeciendo a los más modernos Estándares de Higiene
- Superficies selladas optimizadas para la rutina diaria de desinfección
- Platinas térmicas integradas, displays y bases de equipos
- Conductos de cables incorporados
- Individualmente personalizadas para sus necesidades especiales
- Resistente, durable y de fácil cuidado

HYGenius Lab - Encimera de trabajo, blanca

1000 x 800 x 230 mm (Ancho x profundidad x altura)

Grosor del material 12 mm

REF. : 14900/1000

HYGenius Lab - Pieza esquinera, blanca


1000/1000 x 800 x 230 mm (ancho x profundidad x altura)

Grosor del material 12 mm

REF. : 14900/1001

Características del producto

- No poroso, material sellado. Restos de impurezas y líquidos pueden ser removidos completamente
- Muy sólido y durable
- Eminentemente suave
- Blanco
- Puede ser trabajado de cualquier forma
- Las piezas pueden ser ensambladas con adhesivos sin dejar aberturas o costuras



Unidades personalizadas de acuerdo al diseño de laboratorio.