



Среды для вымывания при переносе эмбрионов от Minitube



Гарантия качества и безопасности в каждой капле

BoviFlush и **EquiFlush** - это высококачественные среды, разработанные для сбора эмбрионов у коров и кобыл. Каждая формула содержит эффективные буферные агенты, BSA (сывороточный альбумин КРС) или PVA (поливиниловый спирт), а также антибиотики для обеспечения оптимального вымывания и защиты эмбрионов.

- + Сертифицированное по GMP производство в специализированной чистой комнате с жесткими стандартами производства и контроля качества
- + Каждая партия проходит контроль качества под ветеринарным надзором, что гарантирует безопасность и эффективность
- + Готовы к использованию, не требуют дополнительных добавок
- + Герметичная упаковка обеспечивает длительный срок хранения



Разработаны для высокой эффективности, упакованы для Вашего удобства

Правильная упаковка играет решающую роль при вымывании эмбрионов. Именно поэтому специалисты, ценящие простоту использования, точное дозирование, гигиеничность и экологичную утилизацию, выбирают **среды в бутылках** от Minitube.

Со средами для вымывания от Minitube Вы можете рассчитывать на стабильное качество, поставляемое в упаковке, созданной для того, чтобы сделать Вашу работу проще, чище и эффективнее - бутылка за бутылкой.

■ Лучший выбор: бутылки

Прозрачные бутылки с завинчивающейся крышкой и двумя инъекционными портами [1] обеспечивают мгновенный визуальный контроль и простое, надежное использование.

- **Однокомпонентная конструкция:** полностью перерабатывается для экологически безопасной утилизации
- **Удобное обращение:** эргономичная форма, надежная крышка и простая транспортировка
- **Предлагается держатель*:** при подвешивании бутылка обеспечивает удаление промывочного раствора под действием силы тяжести
- **Простое подключение:** спайк-порт Y-образного шланга надежно соединяется с бутылкой через один инъекционный порт
- **Полный отток раствора:** второй инъекционный порт позволяет ввести канюлю в конце процедуры промывания, обеспечивая поступление воздуха и полное стекание раствора

■ Также предлагается: инфузионные пакеты

Для ситуаций, когда предпочтительнее использовать пакеты, также предлагаются наши **инфузионные пакеты** [2] с тремя герметичными портами для гигиеничного выведения жидкости. Однако бутылки Minitube остаются лучшим выбором для максимального удобства и экологичности.



* Арт. 19982/6840: держатель для бутылки 1 л, металлический, многоразового использования



BoviFlush



BoviFlush с BSA

пакет, 1 л	19982/6001
пакет, 2 л	19982/6002
бутылка с завинчивающейся крышкой и двумя инъекционными портами, 1 л	19982/6004

BoviFlush с PVA

пакет, 1 л	19982/6011
пакет, 2 л	19982/6012
бутылка с завинчивающейся крышкой и двумя инъекционными портами, 1 л	19982/6010

EquiFlush с BSA

пакет, 1 л	19982/6201
пакет, 2 л	19982/6202
бутылка с завинчивающейся крышкой и двумя инъекционными портами, 1 л	19982/6204

EquiFlush с PVA

пакет, 1 л	19982/6211
пакет, 2 л	19982/6212
бутылка с завинчивающейся крышкой и двумя инъекционными портами, 1 л	19982/6214

EquiFlush



Производство жидких сред Minitube

- Фармацевтическое производство в соответствии с GMP
- Классификация чистых помещений ISO 8 / класс D
- Производство сред в больших объемах обеспечивает крупные и стабильные партии
- Автоматизированная фасовка под ламинарным потоком
- Бесконтактный розлив в полностью стерильной среде

Автоматизация и стерильные условия гарантируют стандартизованную продукцию наивысшего качества

