



Принтер EasyCoder



Инновация в лабораториях по производству спермы: маркировка соломинок без чернил

Преимущества для Вас

- Неповторимая аккуратная и четкая печать на соломинках 0,5 мл и 0,25 мл
- Маркировка до 3-х строк с общим количеством около 200 символов, в том числе на минисоломинках
- Печать штрих-кодов, логотипов и специальных символов
- Мгновенная неабразивная печать
- Управление через ПК с помощью понятного и удобного программного обеспечения Minitube
- На соломинках могут быть напечатаны порядковые номера
- Регулировка шрифтов и размеров (от микро до макро) символов
- Свободный выбор количества строк и позиций для печати
- Чистая и не оставляющая запаха маркировка соломинок без чернил и растворителей
- Легкость в работе и техническом обслуживании
- Легкий и быстрый переход между различными размерами соломинок

Технические характеристики

- Термотрансферный принтер с автоматической подачей соломинок
- Производительность: 3600 соломинок в час
- Программное обеспечение Minitube на основе Windows с базой данных для хранения кличек и номеров
- Передача данных через последовательный порт или USB-адаптер (входит в комплект)
- Возможны индивидуальная компоновка печатных линий и различные конфигурации
- Размеры (Д x Ш x В): 690 x 370 x 310 мм (без ПК)
- Источник питания: 110-230 V AC, 50/60 Hz

Принтер EasyCoder

[АРТ.: 13038/0000](#)

Красящая лента для маркировки соломинок,
черная, 200 м/рулон

[АРТ.: 13038/0010](#)

