



Technical Data Sheet

MT Freezer 2.0

Автоматический замораживатель из нержавеющей стали для спермы быков

Преимущества для Вас

- Высокоэффективный отвод тепла от соломинок, который достигается за счет двух прочных, долговечных встроенных вентиляторов
- Благодаря однородному потоку газа, проходящему через штабеля соломинок, обеспечивается равномерное распределение температуры
- Заданные начальная и конечная температуры обеспечивают оптимальную кривую замораживания спермы быков
- Быстрый прогрев системы перед началом работы с MT Freezer 2.0 (всего несколько минут) повышает эффективность рабочего процесса
- Возможность установки двух различных температурных режимов в диапазоне от +5°C до -140°C
- Предлагаются две модели замораживателя MT Freezer 2.0, в зависимости от используемого сосуда для жидкого азота





Технические характеристики

- Вместимость: 12 рам (3 x 4)
 - 175 соломинок 0,25 мл (общее количество: 2100)
 - 100 соломинок 0,5 мл (общее количество: 1200)
- Внешние габариты: 112 x 88 x 105 см (Ш x В x Г)
- Размеры камеры: 76 x 64 x 30 см (Ш x В x Г)
- Электронный контроль температуры, цифровой температурный дисплей, программируемые начальная и конечная температуры
- Принудительная циркуляция газообразного азота вентиляторами
- Диапазон температур: +5°C до -140°C
- Время замораживания: 8 минут (10 минут для соломинок 0,5 мл)
- Источник питания: 230 V/50 Hz (110 V/60 Hz по требованию, по запросу, дополнительно необходим преобразователь частоты и трансформатор, АРТ. 16813/1000)

MT Freezer 2.0

для сосуда с жидким азотом, 0,5 бар [АРТ.: 16813/0000](#)

для сосуда с жидким азотом, 1,5 бар [АРТ.: 16813/0015](#)

Сосуд для жидкого азота

с давлением 0,5 бар, объем: 60 л [АРТ.: 16820/1900](#)

с давлением 1,5 бар, объем: 120 л [АРТ.: 16150/0120](#)

Принадлежности

Шланг подачи жидкого азота для замораживателя
длина 2,0 м

[АРТ.: 16812/0200](#)

Рампы замораживания Turbo

для 175 соломинок 0,25 мл

[АРТ.: 15040/0175](#)

для 100 соломинок 0,5 мл

[АРТ.: 15040/0100](#)

Блок загрузки соломинок для рампы замораживания Turbo

для 175 соломинок 0,25 мл

[АРТ.: 15041/0175](#)

для 100 соломинок 0,5 мл

[АРТ.: 15041/0100](#)

Щипцы для соломинок

[АРТ.: 16811/0100](#)

