



GobletPacker



Автоматизированная упаковка гоблетов с интеллектуальным дизайном

GobletPacker - это **точное** и **надежное** решение для автоматической упаковки соломинок 0,25 мл в гоблеты в жидком азоте/парах азота.

Конструкция устройства разработана из специальных материалов и компонентов для безупречной работы в жидком азоте/парах азота. Машина состоит из блока гоблетов и блока соломинок вместимостью **1.800 соломинок 0,25 мл**. Перенастройка на другой размер гоблетов осуществляется быстро и без использования инструментов. Возможна обработка гоблетов следующих размеров: 7,1/9,2/10/12/13/35/53/65 мм.

Пустые гоблеты помещаются в кассеты, которые затем устанавливаются в GobletPacker. Загрузка кассет с гоблетами может осуществляться в параллельном рабочем потоке, что обеспечивает **высокую скорость работы**. Перед упаковкой соломинок в гоблеты машина пересчитывает их, обеспечивая **плавный процесс упаковки** без перерывов из-за того, что соломинки не вмещаются в почти заполненный гоблет.

Механический подъемник (опционально доступен для криованны Minitube и для других моделей) позволяет регулировать высоту положения машины в зависимости от изменения уровня LN2 в криованне (в диапазоне 5 см). Благодаря продуманной конструкции подъемника, доступ к GobletPacker возможен со всех сторон, что гарантирует эргономичность работы.



GobletPacker

Автоматизированная упаковка гоблетов с интеллектуальным дизайном

Высокая
скорость
обработки

Надежная работа
без необходимости
в постоянном
контроле

Интеллектуальный
сенсорный дизайн

Простая и не
требующая
инструментов
регулировка под
различные размеры
гоблетов

*Используйте гоблеты в хорошем состоянии и правильной формы, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс упаковки.



+ Преимущества для Вас

- + Автоматизация трудоемкой задачи по упаковке соломинок в гоблеты позволяет отказаться от более длительной ручной работы
- + Снижение риска за счет уменьшения работы с жидким азотом, повышение безопасности персонала лаборатории
- + Защита качества спермы путем выполнения процедуры обработки в жидком азоте/парах азота и обеспечения идеальной температуры хранения без перепадов
- + Точная и надежная работа благодаря интеллектуальной сенсорной конструкции и специализированным материалам, позволяющим обработку в жидком азоте/ парах азота

GobletPacker, 100-240 V

16825/0000

⚙ Описание продукта

- Упаковка до 100 соломинок в минуту в гоблеты различных размеров (диаметром 7,1/9,2/10/12/13/35/53/65 мм)
- Эффективная и легкая регулировка устройства относительно уровня азота в криованне с помощью подъемника
- Наличие слива в криованне для GobletPacker для отвода жидкого азота после завершения упаковки
- Определение неизвестного количества соломинок (функция инвентаризации) или подсчет заданного пользователем количества
- Звуковые сигналы информируют пользователя о необходимых действиях
- Простое управление с помощью удобного сенсорного дисплея



Скорость обработки до 100 соломинок в минуту в сочетании с бесперебойной работой и параллельной перезагрузкой гоблетов обеспечивает исключительную эффективность

↔ Принадлежности

Комплект принадлежностей для GobletPacker, состоит из кассеты для гоблетов одного размера, воронки для гоблетов, 2-х колес подачи гоблетов* 16825/002x

Кассета для гоблетов одного размера* 16825/004x

Криованна для GobletPacker, объем 150 л, внутренние размеры: 58 x 65 x 40 см (Ш x Г x В), общие размеры: 78 x 100 x 106 см (Ш x Г x В), без регулировки высоты 16826/0010

Мы настоятельно рекомендуем использование криованны

Криованна для жидкого азота для GobletPacker, объем 150 л, внутренние размеры: 58 x 65 x 40 см (Ш x Г x В), общие размеры: 78 x 100 x 96-126 см (Ш x Г x В), электрически регулируемая высота для эргономичных условий работы

110 V 16826/0011

230 V 16826/0023

Подъемник для GobletPacker 16825/0005

*Предлагается для гоблетов 7,1/9,2/10/12/13/35/53/65 мм.