



QuickTip® tubos para semen porcino



La solución inteligente para la conservación de semen porcino

Minitube fue pionera en la conservación del semen porcino. Desde hace décadas, millones de cerdas de todo el mundo han sido inseminadas con nuestros tubos. Estos años de experiencia han demostrado que los tubos son una solución igualmente sencilla y eficaz dentro de la cadena de procesamiento del semen porcino:

Producción de semen



Almacenamiento y transporte



Inseminación artificial

+ Sus beneficios

- + Fácil de abrir girando la punta sin necesidad de ninguna herramienta
- + Adecuado para todos los catéteres y técnicas de inseminación
- + Inseminación rápida, fácil e higiénica
- + Inseminación perfecta: el tubo se vacía por sí solo – sin pérdida de semen
- + Velocidades de enfriamiento óptimas y estabilidad de temperatura a +17°C gracias al equilibrio entre la superficie y el volumen



QuickTip® tubos para semen porcino

QuickTip Flexitube®, muy blando

QuickTip Superflexitube, extra blando

Disponibles en diferentes colores y tamaños:

	PCAI Flexitube® 60 ml	PCAI Flexitube® 60 ml, punta flexible	Flexitube® 95 ml	Flexitube® 95 ml, punta flexible	Superflexitube 95 ml
Transparente	13451/03501	13454/03601	13452/01961	13453/07961	13452/07961
Rojo	13451/1350*		13452/11961	13453/17961*	13452/17961
Amarillo	13451/2350*		13452/21961	13453/27961*	13452/27961
Verde	13451/3350*		13452/31961	13453/37961*	13452/37961
Azul	13451/4350*		13452/41961	13453/47961*	13452/47961
Naranja	13451/5350*		13452/51961	13453/57961*	

* Producción solo bajo pedido.



¿Qué es lo que determina que un tubo para semen porcino sea de calidad?



Densidad uniforme de la pared

Combinación óptima y automatizada con todas las máquinas y dispositivos

Espesor

- Sin perforaciones
- 100% a prueba de fugas

Líneas indicadoras

Estructura de la superficie

Permite un buen aislamiento

Paredes flexibles

- Los tubos se vacían por sí solos
- Los tubos se vacían completamente

El final del tubo reforzado

Los tubos se mantienen firmes en el catéter

Punta

Función QuickTip

- Apertura rápida y sencilla por rotación
- Sin rotura involuntaria

- Completamente abierto hasta el final
- Sin juntas de sellado
- Ajuste perfecto incluso en catéteres sin mango

- Control de cada partida de material en lo que respecta a su inocuidad para el semen porcino
- Pureza del material (GAD*): Garantía de ausencia de sustancias peligrosas
- La máquina de producción es utilizada exclusivamente para la elaboración de tubos para semen porcino
- Requisitos de higiene para la planta de producción: Control de acceso, personal sin contacto con cerdos, sistema de filtro de aire
- Uso exclusivo de granulado nuevo (no reciclado)
- Tolerancia mínima en las medidas entre tubos y lotes de producción
- Documentación completa de todos los controles de las partidas

*GAD = General absence declaration