



QuickTip® Ebersamentuben



Die clevere Lösung für die Konservierung von Ebersamen

Minitube gilt als der Pionier in der Konservierung von Ebersamen. Millionen Schweine in aller Welt werden seit Jahrzehnten mit unseren Tuben besamt. Diese jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass Tuben eine gleichermaßen einfache wie effektive Lösung innerhalb der Verarbeitungskette von Ebersamen darstellen:

Samenproduktion



Lagerung & Transport



Künstliche Besamung

(+ Ihre Vorteile

- + Leicht zu öffnen, durch einfaches Abdrehen der Spitze - kein Werkzeug nötig
- + Für alle Katheter und Besamungstechniken geeignet
- + Erlaubt eine schnelle, einfache und hygienische Besamung
- + Problemloses Besamen: die Tube entleert sich komplett von selbst - es wird kein Spermia vergeudet
- + Optimales Abkühlverhalten und Temperaturstabilität bei +17°C durch das ausgewogene Verhältnis von Oberfläche zu Volumen



QuickTip® Ebersamentuben

QuickTip Flexitube®, sehr weiche Wand
QuickTip Superflexitube®, extra weiche Wand

In mehreren Farben und Größen erhältlich:

| | PCAI Flexitube® 60 ml | PCAI Flexitube® 60 ml, flexible Tülle | Flexitube® 95 ml | Flexitube® 95 ml, flexible Tülle | Superflexitube 95 ml |
|-------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Transparent | 13451/03501 | 13454/03601 | 13452/01961 | 13453/07961 | 13452/07961 |
| Rot | 13451/1350* | | 13452/11961 | 13453/17961* | 13452/17961 |
| Gelb | 13451/2350* | | 13452/21961 | 13453/27961* | 13452/27961 |
| Grün | 13451/3350* | | 13452/31961 | 13453/37961* | 13452/37961 |
| Blau | 13451/4350* | | 13452/41961 | 13453/47961* | 13452/47961 |
| Orange | 13451/5350* | | 13452/51961 | 13453/57961* | |

* Produktion nur auf Anfrage.



Was zeichnet eine gute Ebersamentube aus?



Gleichmäßige Wandstärke

Optimales Verschweißergebnis mit allen Geräten und Maschinen

Dichtigkeit

- Keine Löcher
- 100% Dichtigkeitsprüfung

Skalierung

Oberflächenstruktur

Erlaubt gute Vereinzelung

Weiche Wände

- Tube kollabiert von selbst
- Tube läuft gut aus

Fester Tubenboden

Knickt beim Aufsetzen auf Katheter nicht ein

Tülle

- Bis unten durchgängig offen
- Keine Trennnähte
- Kann auch mit Katheter ohne Griff abdichten

QuickTip-Funktion

- Lässt sich gut abdrehen
- Bricht nicht versehentlich

- Untersuchung jeder Materialcharge auf Spermafreundlichkeit
- Materialreinheit (GAD*): garantierte Abwesenheit kritischer Substanzen
- Produktionsmaschinen werden exklusiv nur für Ebersamentuben eingesetzt
- Hygieneanforderungen an Produktionsstätte: Zugangskontrolle, Mitarbeiter ohne Schweinekontakt, Luftfilter
- Ausschließlich Einsatz von neuem Granulat (kein Recyclat)
- Einhaltung enger Maß-Toleranzen (von Tube zu Tube und von Charge zu Charge)
- Lückenlose Dokumentation aller Chargenuntersuchungen

* GAD = General absence declaration