



Тюбики QuickTip® для спермы хряков



Умное решение для сохранения спермы хряков

Minitube считается новатором в области сохранения спермы хряков. Миллионы свиней по всему миру уже на протяжении десятилетий осеменяются с помощью наших тюбиков. Многолетний опыт показал, что тюбики являются одновременно простым и эффективным решением в технологической цепочке обработки спермы хряка:

Производство спермы



Хранение и транспортировка



Искусственное осеменение

Преимущества для Вас

- Легко открывается простым скручиванием наконечника без использования инструментов
- Подходит для всех катетеров и методов осеменения
- Позволяет быстро, легко и гигиенично проводить осеменение
- Беспроblemное осеменение: тюбик опустошается полностью самостоятельно, что предотвращает потери спермы
- Оптимальное охлаждение и стабильность температуры при +17°C благодаря сбалансированному соотношению площади поверхности и объема



Тюбики QuickTip® для спермы хряков

QuickTip Flexitube®, мягкие стенки


QuickTip Superflexitube, особо мягкие стенки

Тюбики Minitube для спермы хряков доступны в различных цветах и размерах:

	PCAI Flexitube® 60 мл	PCAI Flexitube® 60 мл, гибкий носик	Flexitube® 95 мл	Flexitube® 95мл, гибкий носик	Superflexitube 95 мл
Прозрачный	Арт.: 13451/03501	Арт.: 13454/03601	Арт.: 13452/01961	Арт.: 13453/07961	Арт.: 13452/07961
Красный	Арт.: 13451/1350	Арт.: 13454/13601	Арт.: 13452/11961	Арт.: 13453/17961	Арт.: 13452/17961
Желтый	Арт.: 13451/2350	Арт.: 13454/23601	Арт.: 13452/21961	Арт.: 13453/27961	Арт.: 13452/27961
Зеленый	Арт.: 13451/3350	Арт.: 13454/33601	Арт.: 13452/31961	Арт.: 13453/37961	Арт.: 13452/37961
Синий	Арт.: 13451/4350	Арт.: 13454/43601	Арт.: 13452/41961	Арт.: 13453/47961	Арт.: 13452/47961
Оранжевый	Арт.: 13451/5350	Арт.: 13454/53601	Арт.: 13452/51961	Арт.: 13453/57961	Арт.: 13452/57961



Что отличает оптимальный тюбик для фасовки спермы хряка?



Равномерная плотность стенок

Оптимальная запайка всеми машинами и устройствами

Плотность

- Отсутствие перфораций
- 100% герметичность

Линии уровня наполнения

Структура поверхности

Обеспечение хорошей изоляции

Эластичные стенки

- Самостоятельное сжатие стенок
- Полное опустошение тюбика

Усиленное дно тюбика

Не сгибается при фиксации на катетере

Носик

- Проходимость по всей длине
- Отсутствие соединительных швов
- Герметичная фиксация также на катетерах без ручек

Эргономичный наконечник QuickTip

- Быстрое и легкое скручивание
- Отсутствие нежелательного отламывания



- Все используемое сырье проверяется на биосовместимость со спермой
- Чистота сырья (GAD*): гарантированное отсутствие вредных веществ
- Специализированные производственные линии используются исключительно для производства тюбиков
- Максимально строгие гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: контроль доступа, недопущение работников, имеющих контакт со свиньями, воздушные фильтры
- В производстве используется только новый гранулят (без вторичного сырья)
- Соблюдение минимально допустимого отклонения размеров тюбиков во всех производственных партиях
- Безупречное документирование всех испытаний партий

* GAD = General absence declaration