



Jute-Transportbox für gekühlten Samen



Nachhaltige, platzsparende und funktionale Verpackungslösung

Ihre Vorteile

- **Nachhaltig:** Inlays aus Jute, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff, sind vollständig kompostierbar
- **Platzsparend:** Die Jute-Box ist viel kleiner als herkömmliche Styropor-Transportboxen; der Karton kann zusammengeklappt, die Jute-Inlays getrennt vom Karton gelagert werden
- **Einfach:** Leicht zu packen
- **Funktionell:** Hervorragende Wärmeisolierung und Stoßdämpfung zum Schutz des wertvollen Samens während des Transports

Produktmerkmale

- Für gekühlten Pferde- und Hundesamen
- Mit 2 Röhrchen (50 ml) und 2 Kühlelementen
- Außenmaße: 200 x 185 x 200 mm (L x B x H)
- Hält konstante Temperatur für >30h
- Empfohlen für den Transport bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C und +25°C
- Vollständig kompostierbare Jute-Inlays können entweder in der Biotonne oder auf dem Kompost entsorgt werden

Jute-Transportbox

REF.: 17229/0001



- Styropor-Box -

- Extrem sperrig, riesige Abfallhaufen
- Muss in speziellen Recyclinganlagen entsorgt werden

+ Jute-Box +

- + Stark reduziertes Abfallvolumen
- + Inlays können auf dem Kompost oder im Biomüll entsorgt werden, die Schachtel im Papiermüll

+ Verbessern Sie Ihren CO₂-Fußabdruck +

