



Contenedor de yute para transporte de semen fresco



Solución sostenible, funcional y que ahorra espacio

Sus beneficios

- **Sostenible:** fabricado en yute, que es una materia prima reciclable de forma natural - el material de la estructura es totalmente biodegradable
- **Ahorro de espacio:** el contenedor de yute es mucho más pequeño que los contenedores de transporte convencionales de poliestireno; la caja de cartón puede almacenarse plegada con las inserciones de yute separadas de la caja
- **Sencillo:** fácil de montar
- **Funcional:** proporciona un excelente aislamiento térmico y absorción de impactos para proteger el valioso semen durante el transporte

Características del producto

- Para semen refrigerado equino y canino
- Con 2 tubos (50 ml) y 2 acumuladores de frío
- Dimensiones externas: 200 x 185 x 200 mm (An x P x Al)
- La temperatura se mantiene durante >30 horas
- Recomendado para el transporte a temperatura ambiente entre +5°C y +25°C
- El yute es totalmente reciclable, se desecha en el contenedor de residuos orgánicos o en el depósito de compostaje

Contenedor de yute para transporte

REF.: 17229/0001



- Contenedor de poliestireno-

- Son muy voluminosos, con enormes pilas de residuos
- Tienen que ser eliminados en instalaciones especiales de reciclaje

+ Contenedor de yute +

- + Volumen de residuos muy reducido
- + Los componentes pueden eliminarse en el compost o en la basura orgánica, la caja en la basura de papel

+ Mejore su huella de CO2 +

