




MultiCoder

Erstes und einziges System für die
halbautomatische Direktbedruckung
von Laborbedarf



**Professionalisieren Sie Ihren Laborprozess durch schnelle und einfache,
maschinenlesbare Proben-Kennzeichnung**



Einfache Rückverfolgbarkeit sowie schnelle Identifikation von Proben, Behältern und anderen Gegenständen ist in modernen Laborprozessen von entscheidender Bedeutung. Dies wird ab jetzt deutlich vereinfacht durch das neue MultiCoder Labordrucksystem.

Schnell & Einfach

- Perfekter halbautomatischer Prozess: große Zeitersparnis gegenüber manueller Beschriftung
- Schneller Arbeitsablauf durch manuell beweglichen Schieber und einzigartiges, benutzerfreundliches Trägersystem
- Zügiger und leichter Austausch von Produktträgern ohne Werkzeug
- Intuitive Softwarelösung zur einfachen Steuerung des Druckprozesses
- Vorgefertigte Drucklayouts und automatische Inhaltserstellung über Datenbank
- Erstellung individueller Drucklayouts durch digitale Visualisierung
- Einfache Bedienung auch für ungelernetes Personal

Wirtschaftlich

- Geringe Betriebskosten dank verschleißteiler Konstruktion und langlebiger Tintenpatrone
- Schnelle und einfache Installation und Reinigung
- Kein Wartungsaufwand
- Klein und platzsparend, mobiles Gerät

Vielseitig


- Bedruckt verschiedenste Gegenstände wie Pailletten, Goblets und viele mehr
- Beschriftet unterschiedliche Materialien wie Kunststoff, Glas oder Aluminium
- Standard und individuell angefertigte Produktträger schaffen unzählige Einsatzmöglichkeiten

Professionell

- Eindeutige und robuste, maschinenlesbare Identifikation von Laborproben: keine Fehler und Verwechslungen
- Leicht lesbare Information auch auf kleinstem Platz, einschließlich Text, Barcodes, QR-Codes und Logos
- Widerstandsfähige Tinte trocknet unmittelbar nach dem Druck
- Druck hält extremen Bedingungen wie flüssigem Stickstoff stand



Weitere Informationen



name	max	reiner	id nummer	abfertigung	inspektionsdatum	status	speicher pro partikel	herstellernummer	lotnummer	abfertigungsdatum
AM2079	156694HB	V10	69237783	21.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2080	156746CL	V10	69238103	26.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2081	1566744B	V10	69239843	19.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2082	156694AC	V10	69239909	20.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2083	1567348D	V10	69239959	23.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015



★ Produktmerkmale

- Tintenstrahl Druck mit hoher Auflösung
- Druckkopf-Schutzsystem (vermeidet das Austrocknen der Tinte)
- Sensorgestützte Technik zur Druckaktivierung ermöglicht einen perfekten manuellen Arbeitsablauf
- LED-Signalisierung des Druckerstatus
- Werkzeugloser Austausch von Produktträgern
- Upload von MS Excel basierten Datenformaten möglich
- Vorgefertigte Drucklayouts
- Automatische Erstellung von Inhalten für druckfertige Designs über die Datenbank
- Installation der Software auf einem zentralen Server für den Fernzugriff und das Teilen von Layouts möglich

MultiCoder Drucker

13145/0000

↔ Zubehör

Tintenkartusche für MultiCoder

13145/0010




Unzählige Einsatzmöglichkeiten -
welche ist Ihre?



Individuelle Produktträger können auf Anfrage angefertigt werden

Standard-Produktträger

	Träger Ref.	Träger für	Produkt Ref.	Zubehör
Goblets	13145/0219	20x Goblet, rund, 7,1 mm (Mehrfachdruck: 1/Zyklus)	16907/0071	[1]
	13145/0220	15x Goblet, rund, 10 mm (Mehrfachdruck: 1/Zyklus)	16910/xxxx	[1]
	13145/0221	12x Goblet, rund, 13 mm (Mehrfachdruck: 1/Zyklus)	16913/xxxx	[1]
	13145/0100	1x Goblet, rund, 35 mm	16935/0135	---
	13145/0101	1x Goblet, rund, 65 mm	16965/0133	---
	13145/0102	1x Goblet, hexagonal	16970/0136	---
Kassetten	13145/0110	1x Flachkassette	16980/xxxx	---
	13145/0111	1x Dreieckskassette	16981/01xxx	---
Röhrchen	13145/0122	2x Cryovial	/	---
	13145/0124	1x Zentrifugenröhrchen, 5 ml	/	---
	13145/0126	1x Zentrifugenröhrchen, 15 ml	/	---
	13145/0127	1x Zentrifugenröhrchen, 50 ml	14602/0xxx	---
Pailletten	13145/0201	60x Paillette, 0,25 ml (Mehrfachdruck: 4/Zyklus)	13407/xxxx	[1] [2]
	13145/0202	36x Paillette, 0,5 ml (Mehrfachdruck: 3/Zyklus)	13408/xxxx	[1] [3]
	13145/0210	36x Paillette auf IceCube Einfrierrampe (Mehrfachdruck: 3/Zyklus)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [4]
	13145/0215	36x Paillette auf SFS Magazin (Mehrfachdruck: 3/Zyklus)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [5] [6]
Embryo Transfer	13145/0204	3x ET-Markierungsstick	19046/00xx	---
	13145/0301	1x Mehrlochschaale	19021/0001	---
	13145/0203	3x Paillette, 0,5 ml, Länge 66,5 mm oder 90 mm	/	---
Sonstige	13145/0103	5x Markierungsplättchen (für Goblet-Cane)	13422/00xx	---
	13145/0105	1x Goblet-Cane	16965/xxxx	---
	13145/0300	1x Petrischale	19020/xxxx	---



(↔) Zubehör

Adapter für Mehrfachdruck-Träger [1] 13145/0200

Ladeblock

für 0,25 ml Paillettenträger [2] 13145/0230

für 0,5 ml Paillettenträger [3] 13145/0231

IceCube 14S: Rampe [4] 16821/5036

Magazin (SFS) für 36 Pailletten 0,5 ml [5] 13133/0036

Magazin (SFS) für 36 Pailletten 0,25 ml [6] 13133/0038

