



# Джутовый транспортировочный бокс для охлажденной спермы



## Экологичное, компактное и функциональное решение для упаковки

### Преимущества для Вас

- **Экологичность:** Вкладыши изготовлены из джута, возобновляемого естественным образом сырья, и полностью пригодны для компостирования
- **Экономия места:** Джутовая коробка намного меньше обычных транспортировочных боксов из пенопласта; картонную коробку можно хранить в сложенном виде отдельно от джутовых вкладышей
- **Простота:** Легко упаковывать
- **Функциональность:** Обеспечивает отличную теплоизоляцию и амортизацию для защиты ценной спермы во время транспортировки

### Характеристики продукта

- Для охлажденной спермы жеребцов и кобелей
- С 2 пробирками (50 мл) и 2 охлаждающими пакетами
- Внешние размеры: 200 x 185 x 200 мм (Ш x Г x В)
- Поддерживает постоянную температуру в течение >30 часов
- Рекомендуется для транспортировки при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C
- Полностью компостируемые джутовые вкладыши могут быть утилизированы либо в органических отходах, либо в компосте

Джутовый транспортировочный бокс [АРТ.: 17229/0001](#)



#### - Пенопластовый бокс -

- Чрезвычайно громоздкие отходы
- Должны быть утилизированы на специальных перерабатывающих предприятиях

#### + Джутовый бокс+

- + Значительное сокращение объема отходов
- + Вкладыши можно выбрасывать в компост или органические отходы, коробку - в бумажные отходы

+ Уменьшите свой углеродный след +



minitube