



MultiCoder

Erstes und einziges System für die
halbautomatische Direktbedruckung
von Laborbedarf



Professionalisieren Sie Ihren Laborprozess durch schnelle und einfache,
maschinenlesbare Proben-Kennzeichnung



Einfache Rückverfolgbarkeit sowie schnelle Identifikation von Proben, Behältern und anderen Gegenständen ist in modernen Laborprozessen von entscheidender Bedeutung. Dies wird ab jetzt deutlich vereinfacht durch das neue **MultiCoder Labordrucksystem**.

Vielseitig

- Bedruckt verschiedenste Gegenstände wie Pailletten, Goblets und viele mehr
- Beschriftet unterschiedliche Materialien wie Kunststoff, Glas oder Aluminium
- Standard und individuell angefertigte Produktträger schaffen unzählige Einsatzmöglichkeiten

Professionell



- Eindeutige und robuste, maschinenlesbare Identifikation von Laborproben: keine Fehler und Verwechslungen
- Leicht lesbare Information auch auf kleinstem Platz, einschließlich Text, Barcodes, QR-Codes und Logos
- Widerstandsfähige Tinte trocknet unmittelbar nach dem Druck
- Druck hält extremen Bedingungen wie flüssigem Stickstoff stand

Schnell & Einfach

- Perfekter halbautomatischer Prozess: große Zeitersparnis gegenüber manueller Beschriftung
- Schneller Arbeitsablauf durch manuell beweglichen Schieber und einzigartiges, benutzerfreundliches Trägersystem
- Zügiger und leichter Austausch von Produktträgern ohne Werkzeug
- Intuitive Softwarelösung zur einfachen Steuerung des Druckprozesses
- Vorgefertigte Drucklayouts und automatische Inhaltserstellung über Datenbank
- Erstellung individueller Drucklayouts durch digitale Visualisierung
- Einfache Bedienung auch für ungelernetes Personal

Wirtschaftlich

- Geringe Betriebskosten dank verschleißteilstreuer Konstruktion und langlebiger Tintenpatrone
- Schnelle und einfache Installation und Reinigung
- Kein Wartungsaufwand
- Klein und platzsparend, mobiles Gerät





Produktmerkmale

- Tintenstrahl Druck mit hoher Auflösung
- Druckkopf-Schutzsystem (vermeidet das Austrocknen der Tinte)
- Sensorgestützte Technik zur Druckaktivierung ermöglicht einen perfekten manuellen Arbeitsablauf
- LED-Signalisierung des Druckerstatus
- Werkzeugloser Austausch von Produktträgern
- Upload von MS Excel basierten Datenformaten möglich
- Vorgefertigte Drucklayouts
- Automatische Erstellung von Inhalten für druckfertige Designs über die Datenbank
- Installation der Software auf einem zentralen Server für den Fernzugriff und das Teilen von Layouts möglich

MultiCoder Drucker

REF.: [13145/0000](#)



Zubehör

Tintenkartusche für MultiCoder

REF.: [13145/0010](#)



**Unzählige Einsatzmöglichkeiten -
welche ist Ihre?**



Individuelle Produktträger können auf Anfrage angefertigt werden

Standard-Produktträger

Produkt	Träger (REF.)	Benötigtes Zubehör
Goblet, rund, 35 mm	13145/0100	---
Goblet, rund, 65 mm	13145/0101	---
Goblet, hexagonal	13145/0102	---
Markierungsplättchen (für Goblet-Cane) 5 Stk./Zyklus	13145/0103	---
Flachkassette	13145/0110	---
Dreieckskassette	13145/0111	---
Cryovial 2 Stk./Zyklus	13145/0122	---
Zentrifugenröhrchen, 5 ml	13145/0124	---
Zentrifugenröhrchen, 15 ml	13145/0126	---
Zentrifugenröhrchen, 50 ml	13145/0127	---
Probenbecher	13145/0128	---
Kitazato Cryotop® 3 Stk./Zyklus	13145/0131	---
IrvineScientific (Biotech) Cryolock® und Origio VitriFit™ 3 Stk./Zyklus	13145/0132	---
Vitrolife Rapid-i™ 3 Stk./Zyklus	13145/0133	---
Paillette, 0,5 ml, Länge 66,5 mm oder 90 mm 3 Stk./Zyklus	13145/0203	---
Goblet, rund, 7,1 mm Mehrfachdruck 20x, 1 Stk./Zyklus	13145/0219	Adapter für Mehrfachdruck-Träger (REF. 13145/0200)
Goblet, rund, 10 mm Mehrfachdruck 15x, 1 Stk./Zyklus	13145/0220	Adapter für Mehrfachdruck-Träger (REF. 13145/0200)
Goblet, rund, 13 mm Mehrfachdruck 12x, 1 Stk./Zyklus	13145/0221	Adapter für Mehrfachdruck-Träger (REF. 13145/0200)
Paillette, 0,25 ml Mehrfachdruck 60x, 4 Stk./Zyklus	13145/0201	Adapter für Mehrfachdruck-Träger (REF. 13145/0200) Ladeblock für 0,25 ml Paillettenträger (REF. 13145/0230)
Paillette, 0,5 ml Mehrfachdruck 36x, 3 Stk./Zyklus	13145/0202	Adapter für Mehrfachdruck-Träger (REF. 13145/0200) Ladeblock für 0,5 ml Paillettenträger (REF. 13145/0231)
Petrischale	13145/0300	---
Mehrlochschaale	13145/0301	---