

MultiCoder

Primer y único sistema para impresión semiautomática de materiales de laboratorio



Profesionalice su laboratorio con un etiquetado fácil y rápido de las muestras



La trazabilidad de los procesos es de crucial importancia en los laboratorios modernos. Ahora, la identificación de las muestras, contenedores y otros equipos, es un proceso fácil gracias al innovador sistema de impresión de Minitube, **la impresora de laboratorio MultiCoder!**



más
información

Rápido & fácil

- Flujo de trabajo perfecto y semiautomático: mucho más rápido que el rotulado manual
- El soporte movable manualmente, un sistema único y fácil de usar que garantizan un proceso de trabajo rápido
- Cambio rápido y fácil de los soportes sin necesidad de herramientas
- Software intuitivo que facilita el proceso de impresión
- Diseños listos para imprimir gracias a la creación automática de contenido a través de la base de datos
- Impresión individual mediante diseño digital y visualización
- Funcionamiento simple incluso para personal no capacitado

Económico



- Diseño resistente al desgaste y cartucho de tinta de larga duración para costes bajos de operación
- Instalación y limpieza rápida y fácil
- Sin mantenimiento
- Dispositivo móvil compacto que ahorra espacio

Versátil

- Puede rotular un amplio rango de productos, tales como pajuelas de semen, goblets y mucho más
- La impresión se puede realizar en diversos materiales, como plásticos, vidrio o aluminio
- Los soportes estándar y personalizados para los diferentes productos permiten innumerables aplicaciones

Profesional

- Identificación clara de las muestras legibles por máquina: no más errores o confusiones
- Lectura fácil incluso espacios de impresión pequeños, incluyendo texto, códigos de barras, códigos QR y logotipos
- Tinta duradera, se seca inmediatamente después de la impresión
- La impresión soporta condiciones extremas como el nitrógeno líquido





★ Características del producto

- Impresión de tinta de alta resolución
- Sistema de protección del cabezal de impresión (evita que se seque la tinta)
- La técnica de impresión por sensores permite un flujo de trabajo perfecto
- Indicador LED del estado de la impresora
- No requiere herramientas para el cambio de adaptadores del producto
- Posibilidad de cargas de formatos de datos MS Excel
- Diseños de impresión predefinidos
- Creación automática de contenidos para diseños de impresión vía base de datos
- Es posible la instalación de software en el servidor central para acceso remoto y compartir diseños

Impresora MultiCoder

13145/0000

↔ Accesorio

Cartucho de tinta para MultiCoder

13145/0010




Innumerables posibilidades de aplicación -
¿cuál es la suya?



Se pueden diseñar adaptadores personalizados bajo pedido

Adaptadores generales

	Adaptador Ref.	Adaptador para	Producto Ref.	Accesorios
Goblets	13145/0219	20x Goblet, redondo, 7,1 mm (<i>Multi-impresión: 1/ciclo</i>)	16907/0071	[1]
	13145/0220	15x Goblet, redondo, 10 mm (<i>Multi-impresión: 1/ciclo</i>)	16910/xxxx	[1]
	13145/0221	12x Goblet, redondo, 13 mm (<i>Multi-impresión: 1/ciclo</i>)	16913/xxxx	[1]
	13145/0100	1x Goblet, redondo, 35 mm	16935/0135	---
	13145/0101	1x Goblet, redondo, 65 mm	16965/0133	---
	13145/0102	1x Goblet, hexagonal	16970/0136	---
Casete	13145/0110	1x Casete plano	16980/xxxx	---
	13145/0111	1x Casete triangular	16981/01xxx	---
Viales/Tubos	13145/0122	2x Cryovial	/	---
	13145/0124	1x Tubo de centrifuga, 5 ml	/	---
	13145/0126	1x Tubo de centrifuga, 15 ml	/	---
	13145/0127	1x Tubo de centrifuga, 50 ml	14602/0xxx	---
Pajuelas	13145/0201	60x Pajuela de semen, 0,25 ml (<i>Multi-impresión: 4/ciclo</i>)	13407/xxxx	[1] [2]
	13145/0202	36x Pajuela de semen, 0,5 ml (<i>Multi-impresión: 3/ciclo</i>)	13408/xxxx	[1] [3]
	13145/0210	36x Pajuela de semen sobre rampas para congelador IceCube (<i>Multi-impresión: 3/ciclo</i>)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [4]
	13145/0215	36x Pajuela de semen en el cargador de la SFS (<i>Multi-impresión: 3/ciclo</i>)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [5] [6]
TE	13145/0204	3x Barra para rotular y sellar pajuela de 0,25 ml	19046/00xx	---
	13145/0301	1x Placa de varios pocillos	19021/0001	---
	13145/0203	3x Pajuela de semen, 0,5 ml, 66,5 mm y 90 mm de longitud	/	---
Otros	13145/0103	5x Placa de identificación (para varilla de goblet)	13422/00xx	---
	13145/0105	1x Varilla de goblet	16965/xxxx	---
	13145/0300	1x Placa de Petri	19020/xxxx	---



Accesorios

Soporte para adaptadores de multi-impresión [1] [13145/0200](#)

Bloque para carga para adaptador de pajuelas de 0,25 ml [2] [13145/0230](#)
 adaptador de pajuelas de 0,5 ml [3] [13145/0231](#)

IceCube 14S: Rampa [4] [16821/5036](#)

Chasis (SFS) para 36 pajuelas 0,5 ml [5] [13133/0036](#)

Chasis (SFS) para 36 pajuelas 0,25 ml [6] [13133/0038](#)

