



Künstliche Besamung beim Rind



QuickLock Besamungsgeräte

- Für alle Arten von Pailletten und Universalhüllen, geschlitzt oder ungeschlitzt
- Alle Teile aus sterilisierbarem Kunststoff oder Edelstahl
- Einzigartiges Design für eine sichere und zentrierte Ausrichtung der Pailletten; kein Sperma wird verschwendet
- Einfaches Fixieren und Lösen der Hülle mit einer Hand
- Identifikation durch verschiedenfarbige Mandrins
- Keine losen Teile; der Mandrin ist gegen Herausrutschen gesichert
- Separate Ausgabe der Paillette nach der Besamung zur besseren Kontrolle der Informationen

QuickLock Classic

Einfaches Fixieren und Lösen der Hülle durch Knopfdruck.

QuickLock Classic [1] 17025/0000

QuickLock 2000

- Ergonomisches Design
- Nur 1 cm der Hülle ist zur Fixierung nötig

QuickLock 2000 [2] 17026/0000


QuickLock Ergo

- Ideal für ältere Kühe durch mehr Nutzfläche
- Kleinstmöglicher ergonomischer Griff
- Sehr einfach zu reinigen

QuickLock Ergo [3] 17024/0000

QuickLock Mandrins

In verschiedenen Farben erhältlich.





Universalhüllen

- Absolut fester Sitz bei allen Arten von Pailletten
- Sanfte Besamung dank abgerundeter Spitze
- Transparente Adapter zur besseren visuellen Kontrolle der Paillettenposition
- Beutel mit Klebestreifen zum einfachen Wiederverschließen und -öffnen

Universalhülle geschlitzt, transparent-grün [1]

50/Beutel	17007/0001
mit weichem Schutzüberzug, 50/Beutel	17007/0012
einzeln verpackt, 50/Beutel	17007/0014

Universalhülle ungeschlitzt, transparent-blau [2]

50/Beutel	17007/0000
mit weichem Schutzüberzug, 50/Beutel	17007/0011
einzeln verpackt, 50/Beutel	17007/0013




QuickLock Vorwärmer 4.0

- Besamungs- und Embryotransfergeräte werden bei konstanter Temperatur transportiert
- Hält aufgetautes Spermium bzw. Embryonen bei optimaler Temperatur bis zur Besamung/zum Transfer
- Zieltemperatur im Inneren des Beutels ist frei einstellbar
- Powerbank als Stromquelle sorgt für Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Sehr robustes und leicht zu reinigendes Beutelmateriale
- Trageriemen ermöglichen verschiedene Trageweisen

QuickLock Vorwärmer 4.0	17028/0400
QuickLock Vorwärmer 4.0 mit Powerbank	17028/0401

Zubehör

Powerbank für QuickLock Vorwärmer 4.0	17028/0410
USB-Kfz-Adapter, für Bordsteckdose 12-24 V	17048/0420
USB-Netzadapter, für 110-230 V Steckdose	17048/0430
Innenbeutel für QuickLock Vorwärmer 4.0, 100/Packung	17028/0201

 frei einstellbare Temperatur + flexible Energieversorgung durch Powerbank + sehr robust und leicht zu reinigen





Auftaegerät MiniThaw

- Variable Temperatureinstellung von Umgebungstemperatur bis +50°C
- Digitale Anzeige der aktuellen Temperatur
- Gefrorene Pailletten brauchen nur etwa 30 Sek., um in der mit Wasser gefüllten Auftaukammer aufzutauen
- Der Lift hat drei Fächer und ermöglicht das gleichzeitige Auftauen von bis zu 10 Pailletten (0,5 ml oder 0,25 ml)
- Der geschlossene Deckel sitzt absolut dicht; keine Gefahr des Auslaufens
- Schlankes, leicht zu transportierendes Design; passt in den Becherhalter im Auto
- Einfach zu bedienen und robust genug für einen jahrelangen Einsatz
- Anschluss an die 12-24-V-Steckdose im Auto und an die 110-230-V-Steckdose über USB-C-Kabel oder Adapter



Auftaegerät MiniThaw mit USB-C-Kabel [1] 17048/0001

(↗) Zubehör

USB-KfZ-Adapter, für 12-24 V Bordsteckdose 17048/0420

USB-Netzadapter, für 110-230 V Steckdose 17048/0430

Standfuß für MiniThaw, Metall [2] 17048/0005

Elektronischer Timer, magnetisch, inkl. Batterie [3] 17048/0006

Powerbank für den mobilen Einsatz, liefert Strom für bis zu 15 Stunden [4] 17048/0410



schlankes Design + absolut dicht +
leicht zu bedienen + schnelles und sicheres
Auftauen der Pailletten + bequemes
Transportieren und Laden



MiniCutter

- Exaktes Schneiden von 0,25 und 0,5 ml Pailletten
- Ermöglicht einen geraden Schnitt in genau der richtigen Länge, um Spermienverlust zu vermeiden
- Ergonomische Form
- Einfach zu reinigen

MiniCutter für Pailletten 17062/0010






ScanDMC

Smartphone-Halterung zum Scannen von Datamatrix-Codes auf Samenpailletten. Verwandelt ein gewöhnliches Smartphone in einen zuverlässigen und kostengünstigen Datamatrix-Code-Scanner für Pailletten.

ScanDMC

13034/0020



★ Produktmerkmale

- Hält 0,25 ml oder 0,5 ml Pailletten im optimalen Scan-Abstand zur Smartphone-Kamera
- Verhindert Reflektionen und verbessert die Genauigkeit
- Unterstützt das Scannen aller Minitube-Paillettenfarben
- Schützt vor Umgebungslicht und verwendet LED-Hintergrundbeleuchtung (6 Farben) für optimale Beleuchtung
- Enthält ein kurzes USB-C-Kabel mit zwei Anschlüssen für die Stromversorgung
- Kompatibel mit allen Android- und Apple-Smartphones mit USB-C-Anschluss
- Anpassbar an jede Handygröße und Kameraposition

Besamungskit

Inhalt: strapazierfähiger Koffer, MiniThaw, QuickLock 2000, 100 Universalhüllen, 80 KB-Schutzüberzüge, ReproJelly, Varikon Spekulum, 100 Besamungshandschuhe, MiniCutter, Pinzette und Kanisterklemme.

Besamungskit

17050/0070

Alle Teile auch einzeln erhältlich:

Besamungskoffer	17050/0001
Auftaucher MiniThaw (S. 3)	17048/0001
QuickLock 2000 (S. 1)	17026/0000
Universalhülle, ungeschlitzt, 50/Beutel (S. 2)	17007/0000
Schutzüberzug, 80/Rolle	17028/0100
ReproJelly, spermasicheres Gleitmittel, wasserlöslich, 100 ml Tube	11907/0100
Varikon Spekulum	17064/0380
Besamungshandschuh, sensitiv, grün, 5 Finger, schulterlang, 100/Karton	17080/0015
MiniCutter (S. 3)	17062/0010
Pinzette für Pailletten, abgewinkelt	17060/0000
Klemme	17063/0000



Alle Produkte
für KB beim
Rind



minitube