



Искусственное осеменение КРС



Инструменты QuickLock для ИО

- Универсальный инструмент для всех типов соломинок и чехлов, прорезанных и непрорезанных
- Все детали изготовлены из стерилизуемого пластика или нержавеющей стали
- Уникальный дизайн для надежного центрированного положения соломинки; без потери спермы
- Фиксация и сброс чехла одной рукой
- Идентификация благодаря стилетам различных цветов
- Отсутствие незакрепленных деталей; предохранительный фиксатор предотвращает выскальзывание стилета
- Извлечение соломинок после ИО для контроля

QuickLock Classic

Фиксация и сброс чехла выполняются простым нажатием на кнопку.

QuickLock Classic [1]

17025/0000

QuickLock 2000

- Эргономичный дизайн
- Для фиксации чехла используется только 1 см его длины

QuickLock 2000 [2]

17026/0000

QuickLock Ergo


- Благодаря увеличению рабочей длины идеально подходит для осеменения более зрелых коров
- Имеет наименьшую эргономичную ручку
- Очень простой в очистке

QuickLock Ergo [3]

17024/0000

Стилеты инструментов QuickLock

Предлагаются с пальцевыми упорами различных цветов.



minitube



Универсальные чехлы

- Абсолютно плотное прилегание к соломинкам всех типов
- Бережное осеменение благодаря округлой форме наконечника
- Прозрачный наконечник для лучшего визуального контроля положения соломинок
- Упаковка с клейкой лентой для легкого повторного открытия и закрытия

Универсальный чехол, прорезанный, прозрачно-зеленый [1]

50 шт./упаковка	17007/0001
в пластиковом санитарном чехле, 50 шт./упаковка	17007/0012
в индивидуальной упаковке, 50 шт./упаковка	17007/0014

Универсальный чехол, непрорезанный, прозрачно-синий [2]

50 шт./упаковка	17007/0000
в пластиковом санитарном чехле, 50 шт./упаковка	17007/0011
в индивидуальной упаковке, 50 шт./упаковка	17007/0013



1



2

Нагреватель QuickLock 4.0

- Транспортировка инструментов для искусственного осеменения и переноса эмбрионов при постоянной температуре
- Поддерживает оптимальную температуру спермы/эмбрионов с момента оттаивания и до ИО/ПЭ
- Свободная регулировка необходимой температуры внутри сумки
- Питание от внешнего аккумулятора (Powerbank) обеспечивает высокую надежность и гибкость
- Очень прочный и легко моющийся материал сумки
- Ремень позволяет носить сумку различными способами

Нагреватель QuickLock 4.0	17028/0400
Нагреватель QuickLock 4.0 с Powerbank	17028/0401

(↔) Принадлежности

Внешний аккумулятор (Powerbank)	17028/0410
Автомобильный USB-адаптер для подключения к бортовому разъему 12-24 V	17048/0420
USB сетевой преобразователь для подключения к сетевой розетке 110-230 V	17048/0430
Одноразовый пластиковый вкладыш для нагревателя QuickLock 4.0, 100 шт./упаковка	17028/0201



свободно регулируемая температура +
гибкое энергоснабжение с помощью внешнего
аккумулятора +
очень прочный и легко очищаемый



minitube



Оттаиватель MiniThaw

- Переменная настройка температуры от комнатной температуры до +50°C
- Цифровое отображение фактической температуры
- Оттаивание замороженных соломинок занимает всего около 30 секунд в заполненной водой колбе
- Подъемник для соломинок имеет три отделения и позволяет размораживать до 10 соломинок одновременно (0,5 мл или 0,25 мл)
- Закрытая крышка прилегает абсолютно плотно; отсутствует риск протекания
- Узкая форма, удобный для переноски; помещается в подстаканник автомобиля
- Простой в обращении и достаточно прочный, чтобы прослужить много лет в эксплуатации
- Подключение к бортовому разъему 12-24 V и к сети 110-230 V через USB-C кабель или адаптер

MiniThaw оттаиватель с USB-C кабелем [1] 17048/0001

Принадлежности

Автомобильный USB-адаптер для подключения к бортовому разъему 12-24 V 17048/0420

USB сетевой преобразователь для подключения к сетевой розетке 110-230 V 17048/0430

Подставка металлическая для MiniThaw [2] 17048/0005

Цифровой таймер, с магнитом, батарейка в комплекте [3] 17048/0006

Внешний аккумулятор для мобильного использования оттаивателя MiniThaw, обеспечивает питание до 15 часов [4] 17048/0410



узкая форма + абсолютно герметичный +
простой в обращении +
быстрое и безопасное оттаивание соломинок +
удобная транспортировка и зарядка



MiniCutter

- Точный срез соломинок 0,25 мл и 0,5 мл
- Обеспечивает прямой срез на строго необходимой длине, что помогает избежать потери спермы
- Эргономичная форма и простая очистка

MiniCutter для соломинок 17062/0010




ScanDMC

Держатель смартфона для сканирования матричных кодов с соломинок для спермы. Превращает обычный смартфон в надежный и экономичный сканер матричных кодов с соломинок.

ScanDMC

13034/0020



★ Описание продукта

- Удерживает соломинки на идеальном расстоянии для сканирования
- Устраняет блики для повышения точности
- Поддерживает сканирование всех цветов соломинок Minitube для спермы
- Защищает от внешнего света и использует светодиодную подсветку (6 цветов) для оптимального освещения
- В комплект входит короткий двойной кабель USB-C для питания
- Совместим со всеми смартфонами Android и Apple с портом USB-C
- Регулируется под любой размер телефона и положение камеры

Чемодан осеменатора

В комплект входят: прочный чемодан, оттаиватель MiniThaw, QuickLock 2000, 100 универсальных чехлов, 80 санитарных чехлов, гель ReproJelly, спекулум Varikon, 100 перчатки для ИО, резак MiniCutter, пинцет и зажим.

Чемодан осеменатора

17050/0070

Возможно также заказать отдельно:

Чемодан	17050/0001
Оттаиватель MiniThaw (страница 3)	17048/0001
QuickLock 2000 (страница 1)	17026/0000
Универсальный чехол, непрорезанный (страница 2)	17007/0000
Санитарный чехол, 80 шт./рулон	17028/0100
ReproJelly, спермадобротный гель, водорастворимый, тюбик 100 мл	11907/0100
Спекулум Varikon	17064/0380
Перчатки для осеменения, чувствительные, зеленые, 5 пальцев, до плеча, 100 шт./коробка	17080/0015
Резак MiniCutter (страница 3)	17062/0010
Пинцет для соломинок, угловой	17060/0000
Зажим	17063/0000



Все продукты для ИО КРС



minitube