



Тюбики QuickTip® для спермы хряков



Умное решение для сохранения спермы хряков

Minitube считается новатором в области сохранения спермы хряков. Миллионы свиней по всему миру уже на протяжении десятилетий осеменяются с помощью наших тюбиков. Многолетний опыт показал, что тюбики являются одновременно простым и эффективным решением в технологической цепочке обработки спермы хряка:

Производство спермы



Хранение и транспортировка



Искусственное осеменение

+ Преимущества для Вас

- + Оптимальное охлаждение и стабильность температуры при +17°C благодаря сбалансированному соотношению площади поверхности и объема
- + Легко открывается простым скручиванием наконечника без использования инструментов
- + Подходит для всех катетеров и методов осеменения
- + Позволяет быстро, легко и гигиенично проводить осеменение
- + Беспроблемное осеменение: тюбик опустошается полностью самостоятельно, что предотвращает потери спермы



Тюбики QuickTip® для спермы хряков

QuickTip Flexitube®, мягкие стенки

QuickTip® Superflexitube, особо мягкие стенки


Тюбики Minitube для спермы хряков предлагаются в различных цветах и размерах:

	PCAI Flexitube® 60 мл	PCAI Flexitube® 60 мл, гибкий носик	Flexitube® 95 мл	Flexitube® 95 мл, гибкий носик	Superflexitube 95 мл
Прозрачный	13451/03501	13454/03601	13452/01961	13453/07961	13452/07961
Красный	13451/1350*		13452/11961	13453/17961*	13452/17961
Желтый	13451/2350*		13452/21961	13453/27961*	13452/27961
Зеленый	13451/3350*		13452/31961	13453/37961*	13452/37961
Синий	13451/4350*		13452/41961	13453/47961*	13452/47961
Оранжевый	13451/5350*		13452/51961	13453/57961*	

* Производство только по запросу.



Что отличает оптимальный тюбик для фасовки спермы хряка?



- Все используемое сырье проверяется на биосовместимость со спермой
- Чистота сырья (GAD*): гарантированное отсутствие вредных веществ
- Специализированные производственные линии используются исключительно для производства тюбиков
- Максимально строгие гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: контроль доступа, недопущение работников, имеющих контакт со свиньями, воздушные фильтры
- В производстве используется только новый гранулят (без вторичного сырья)
- Соблюдение минимально допустимого отклонения размеров тюбиков во всех производственных партиях
- Безупречное документирование всех испытаний партий

* GAD = General absence declaration