

# AndroScope® Package



## El sistema Móvil CASA Todo en Uno



- ✓ No se requiere laboratorio
- ✓ Resultados en segundos
- ✓ Análisis in situ



Análisis CASA con calidad de laboratorio, independientemente de dónde trabaje.  
Menos esperas. Menos logística. Más eficiencia.

**Sistema pequeño. Gran rendimiento. En cualquier lugar.**

# Toma decisiones más rápidas. Pásate al móvil con AndroScope®

## Beneficios



**Resultados rápidos:** motilidad y concentración analizadas al instante, en cuestión de segundos.



**Auténtica movilidad:** inalámbrico, compacto y listo para su uso en el campo o en el laboratorio.



**Control mediante smartphone:** análisis en directo, transmisión de video y uso compartido instantáneo de informes.



**Sistema todo en uno:** compatibilidad garantizada entre hardware y software.

## Características



Cámara de alta velocidad con ajuste de enfoque preciso para un análisis exacto del semen



Conectividad WiFi segura para usar con el smartphone



Aplicación gratuita AndroScope® (Android e iOS) para el análisis portátil CASA



Unidad móvil de calentamiento para el precalentamiento de muestras, portaobjetos y cámaras.

Todo lo que necesita para un análisis CASA móvil y al instante.



- 1x AndroScope®
- 1x Unidad móvil de calentamiento
- 1x Estación WiFi
- 1x Maletín de transporte
- 25x Cámaras de recuento desechables Minitube, 20 µm
- 25x Tubos de ensayo de 2 ml con tapón
- 100x Tubos capilares desechables para llenar la cámara de recuento.
- 10x Palillos de microfibras



Pack inteligente. Ahorro inteligente.



minitube  
www.minitube.com

