

# AndroScope Package

## El sistema Móvil CASA Todo en Uno



- ✓ No se requiere laboratorio
- ✓ Resultados en segundos
- ✓ Análisis in situ



Análisis CASA con calidad de laboratorio, independientemente de dónde trabaje.  
Menos esperas. Menos logística. Más eficiencia.

**Sistema pequeño. Gran rendimiento. En cualquier lugar.**

# Toma decisiones más rápidas. Pásate al móvil con AndroScope

## Beneficios

- + **Resultados rápidos:** motilidad y concentración analizadas al instante, en cuestión de segundos.
- + **Auténtica movilidad:** inalámbrico, compacto y listo para su uso en el campo o en el laboratorio.
- + **Control mediante smartphone:** análisis en directo, transmisión de video y uso compartido instantáneo de informes.
- + **Sistema todo en uno:** compatibilidad garantizada entre hardware y software.

## Características

- ✓ Cámara de alta velocidad con ajuste de enfoque preciso para un análisis exacto del semen
- ✓ Conectividad WiFi segura para usar con el smartphone
- ✓ Aplicación gratuita AndroScope (Android e iOS) para el análisis portátil CASA
- ✓ Unidad móvil de calentamiento para el precalentamiento de muestras, portaobjetos y cámaras.

Todo lo que necesita para un análisis CASA móvil y al instante.



- 1x AndroScope
- 1x Unidad móvil de calentamiento
- 1x Estación WiFi
- 1x Maletín de transporte
- 25x Cámaras de recuento desechables Minitube, 20 µm
- 25x Tubos de ensayo de 2 ml con tapón
- 100x Tubos capilares desechables para llenar la cámara de recuento.
- 10x Palillos de microfibrá

Pack inteligente. Ahorro inteligente.

