



## Technical Data Sheet

# Electro Eyaculador



## Descripción del producto

El electro eyaculador consta de una sonda rectal y un controlador que permite controlar gradualmente el voltaje aplicado.

El electro eyaculador se usa en toros de baja libido o animales en los que no es posible realizar la colecta de semen con la vagina artificial.

La sonda se introduce en el recto y se coloca sobre la glándula prostática. Mediante series cortas de descargas de bajo voltaje, se desencadena la eyaculación.



## ★ Características del producto

- Equipado con un control de potencia digital con microprocesador
- Ajuste manual del intervalo descarga/pausa
- Potencia de salida con 3 diferentes tipos de curvas que permiten el ajuste equilibrado de acuerdo con el tamaño del animal y la sensibilidad
- Pantalla digital con 3 dígitos para la indicación de la potencia de salida (valores de visualización 0-20 con una resolución de 0,5 unidades)
- En caso de emergencia la fuente de alimentación se puede desconectar inmediatamente
- Se suministra en una caja de plástico resistente y robusta
- Disponibilidad de distintos tamaños de sondas que permite elegir la sonda apropiada dependiendo del tamaño y la edad del animal
- Las sondas están totalmente aisladas, ofreciendo la máxima seguridad para el operador y el animal
- Para toros hay disponibles dos tipos diferentes de sondas:
  - Ø 2,5" / 6,35 cm; 3 electrodos
  - Ø 2" / 5,35 cm; 3 electrodos
- Para morueco una sonda disponible:
  - Ø 1" / 2,54 cm; 3 electrodos
- Para pequeños animales (perros y gatos) hay disponible dos tipos diferentes de sondas:
  - Ø 3/8" / 0,95 cm; 3 electrodos
  - Ø 1/2" / 1,27 cm; 2 electrodos

Sondas para electro eyaculador de toro



Sonda para electro eyaculador de morueco



Sondas para electro eyaculador de gato y perro



Electro eyaculador unidad básica con maletín

11900/0000

## ↔ Accesorios

Electro eyaculador sonda, 2,5" para toros 11900/0025

Electro eyaculador sonda, 2" para toros 11900/0022

Electro eyaculador sonda, 1" para morueco 11900/0021

Electro eyaculador sonda, 3/8" para perros 11900/0509

Electro eyaculador sonda, 1/2" para perros 11900/0510

Kit de colecta con embudo y porta embudo 11900/0250

Kit de colecta con embudo y porta embudo



minitube